

ODDENT[®]

Como resultado de su actividad generadora de capa protectora, repara la salud de las encías y alivia la inflamación de los tejidos orales.

ODDENT[®] es un producto sanitario con una adhesión y protección óptima de la mucosa gingival. Sus propiedades se derivan del uso de diversos polímeros, calibrados para ofrecer excelentes propiedades mecánicas y de biocompatibilidad. Su composición se caracteriza por la presencia de ácido hialurónico de elevado peso molecular (EPM), que se asemeja al ácido hialurónico natural disponible en el tejido gingival.

El ácido hialurónico de EPM se concentra principalmente en las capas más externas del tejido gingival sano, contribuyendo a la función de barrera y a la fuerza de tracción del ligamento periodontal.

En la enfermedad periodontal y otras lesiones de los tejidos (estados inflamatorios, bolsas gingivales, heridas, etc.), el ácido hialurónico requerido por los tejidos se incrementa considerablemente (hasta un 200% comparado con los valores basales), lo que demuestra su valor para el mantenimiento de las encías sanas.

El déficit de ácido hialurónico resultante de estos estados impide que los tejidos:

- Restauren el balance hídrico normal (y como consecuencia de ello la inflamación y la compresión generadas producen un aumento del dolor).
- Activen la migración de fibrocitos (células que contribuyen a regenerar los tejidos) y como consecuencia se demora la cicatrización.

Por tanto, la falta de ácido hialurónico de EPM necesario es la responsable de que se mantenga el estado inflamatorio.

Los estudios clínicos han demostrado que la disponibilidad de ácido hialurónico exógeno con características similares a las del producido de manera natural ayuda a facilitar el proceso natural de cicatrización y reparación de los tejidos.

ODDENT[®] es por tanto un producto innovador que aporta ácido hialurónico de elevado peso molecular de efecto prolongado sintetizado biotecnológicamente. La aplicación de ácido hialurónico proporciona al tejido periodontal un balance hídrico con funciones de curación y reparación aceleradas, al evitar el déficit de ácido hialurónico de EPM natural y potenciar sus efectos. El ácido hialurónico no ejerce ningún efecto farmacológico local o sistémico en la mucosa.

ODDENT[®] gracias a su adhesión al tejido, permite que el ácido hialurónico (que de lo contrario sería eliminado por el constante flujo salivar) permanezca in situ.

ODDENT[®], es extremadamente seguro y no presenta contraindicaciones ni efectos adversos y puede ser utilizado sin ningún tipo de restricciones por niños, mujeres embarazadas y personas de edad avanzada. El perfil de seguridad de **ODDENT[®]**, resulta particularmente apropiado cuando están contraindicados los antiinflamatorios. Debido a las propiedades del xylitol, un edulcorante natural que no provoca caries ni causa variaciones significativas en el nivel de azúcar en sangre, el producto resultaría también apropiado para diabéticos. No se conocen interacciones con otros fármacos.

Indicaciones: estados inflamatorios (gingivitis, sangrado gingival, retracción gingival, bolsas gingivales) y otros estados traumáticos (en particular: úlceras bucales, heridas causadas por prótesis extraíbles o aparatos de ortodoncia, limpiezas, abrasiones, extracciones dentales, recuperación posquirúrgica, etc y aquellas enfermedades donde la mucosa gingival requiere una mayor concentración de ácido hialurónico.

Instrucciones de uso: tras una correcta higiene bucal, aplicar **ODDENT®**, de tres a cinco veces al día (después de las comidas principales) durante 3-4 semanas hasta que hayan desaparecido todos los síntomas.

Es recomendable no comer ni beber durante al menos 30 minutos después de la aplicación.

Gel Oral: aplicar una película sobre el tejido oral masajeando bien con los dedos limpios para ayudar a su correcta distribución sobre la superficie de la mucosa.

Enjuague Oral: enjuagarse con 10 ml (una dosis) durante 1-2 minutos. El compuesto está listo para ser utilizado; no diluir. Incluido vasito dosificador C€0373.

Spray Oral: cada pulverización garantiza una distribución homogénea y constante de líquido sobre la superficie de la boca; 1 ó 2 pulverizaciones sobre el tejido inflamado o lesionado. Mantener el frasco en posición vertical.

No se han reportado problemas tras la ingestión accidental del producto.

Composición

Ingrediente principal: Hialuronato de sodio.

Otros componentes:

Gel Oral: Agua, xylitol, goma de celulosa, alcohol, aceite de ricino hidrogenado PEG 40, PVA, carbómero (policarbófilo), alcohol diclorobencílico, aroma, hidróxido de sodio, azul ácido 9 (CI42090). (Puede contener ácido cítrico).

Enjuague Oral: Agua, xylitol, alcohol, polisorbato 20, aceite de ricino hidrogenado PEG 40, alcohol diclorobencílico, carbómero (policarbófilo), aroma, ácido cítrico, hidróxido de sodio, azul ácido 9 (CI42090).

Spray Oral: Agua, xylitol, alcohol, aceite de ricino hidrogenado PEG 40, fosfato de sodio, PVA, aroma, alcohol diclorobencílico, fosfato trisódico. (Puede contener Ácido Cítrico, Hidroxido de Sodio).

Contraindicaciones: el uso de **ODDENT®** está contraindicado en caso de hipersensibilidad a alguno de sus ingredientes.

Advertencias y precauciones: no usar en caso de daño visible. Conservar a temperatura ambiente, entre 5°C y 40°C, protegido de fuentes de calor directas. No utilizar después de la fecha de caducidad. Antes de cerrar el envase después de su uso, elimine todos los residuos del producto. Producto sólo para uso personal. Mantener fuera del alcance de los niños. Si los síntomas persisten, consulte a un profesional sanitario.

Distribuidor:



Menarini Consumer
Healthcare, SAU
Guifré 724, 08918
Badalona (Barcelona)
Tel. +34 93 462 88 00
www.menarini.es

Fabricante:



RICERFARMA S.R.L.



Via Egadi, 7 - 20144 Milano IT
www.ricerfarma.com

Fabricado en la UE

